

Procedure voederkransonderzoek

Monstername

- Van het verzegelde voer/honing zo dicht mogelijk bij het broednest een monster nemen met behulp van een eetlepel. Dit monster moet minimaal **10 gram honing** bevatten voor onderzoek. Let erop dat de **jongste raten** bemonsterd worden. De kans is dan kleiner dat de kweek niet te beoordelen is door overgroei van zwermende bacteriën (verontreiniging).
- Doe het materiaal in een plastic diepvrieszakje dat van tevoren in een glazen potje is gedaan (dit werkt gemakkelijker), of gebruik een goed afgesloten potje/ bakje dat niet kapot kan gaan tijdens het transport.
- Herhaal deze procedure bij **maximaal 6 volken** en doe deze monsters in 1 zakje. Dit is het verzamelmonster.
- Maak na elke monstername van een volk de lepel schoon en gebruik voor elk nieuw verzamelmonster een andere lepel, zodat geen sporen van het ene verzamelmonster naar het andere gebracht kunnen worden.
- Druk de lucht uit het zakje, knoop het dicht en noteer per zakje de gegevens van de desbetreffende volken op het inzendingformulier en voeg dit bij het monster.
- Een monster kan zonder bezwaar een aantal dagen in de koelkast bewaard worden alvorens op te sturen.
- Tevens verwijzen wij u naar de instructiefilm. Klik hiervoor op de volgende link:
<https://www.bvlab.nl/amerikaans-vuilbroed>

Verzending

Knoop een extra zakje om het verzamelmonster en stuur dit, eventueel samen met andere verzamelmonsters, met identificatie en adresgegevens naar:

Let op: Postbus is niet meer in gebruik!!

Brabants Veterinair Laboratorium
Beekseweg 11a
5087 KA Diessen

Uitslag

Het laboratorium stuurt binnen 14 dagen na aankomst van het monster de uitslag naar de inzender. De uitslag van het onderzoek wordt als volgt vermeld:

- Geen sporen van A.V.B. aangetoond (Negatief)
- Sporen van A.V.B. aangetoond (Positief). Advies van de commissie bij gezondheid (CBG): individueel onderzoek per kast te laten doen om de besmettingsgraad per volk vast te stellen. Afhankelijk van deze uitkomst kan een actieplan worden opgesteld voor de desbetreffende stand en de directe omgeving met behulp van het netwerk bijengezondheidscoördinatoren van de NBV. Te vinden op de site van het NBV of Tel: 0317- 422 422 of E-mail: secretariaat@bijenhouders.nl
- Op aanvraag kan een uitslag in het Engels of Duits gemaakt worden (let op: meerprijs).

Kosten

De onderzoekskosten bedragen dit jaar per verzamelmonster **€ 53,26- ex BTW**. Per inzending worden nog **€ 8.00 ex BTW** basis- en administratiekosten in rekening gebracht. Dit houdt in dat indien een inzending meerdere verzamelmonsters bevat, maar eenmalig de basis en administratiekosten worden berekend. Het is dus zeer aantrekkelijk om in groep of in verenigingsverband te werken. De uitslag wordt in dat geval naar een centrale inzender gestuurd. Is een van de verzamelmonsters positief op A.V.B. dan wordt de uitslag pas na overleg met de desbetreffende imker naar de centrale persoon gestuurd. Ook de rekening wordt, begin eerstvolgende maand, naar de centrale inzender gestuurd.

Indien u lid bent van een bepaalde vereniging kunt u tegen een gereduceerd tarief het onderzoek uit laten voeren. Vraag naar de voorwaarden.

Indien er een verdunning van een monster moet worden ingezet omdat er zwermende bacteriën (verontreinigingen) aanwezig zijn in het monster zullen deze kosten voor rekening van het Brabants Veterinair Laboratorium zijn. Als na deze verdunning het monster nog steeds verontreinigd blijkt te zijn, zal er een nieuw monster voor onderzoek moeten worden ingestuurd. Deze kosten worden wel aan de inzender doorberekend.

Inzendformulier honingmonsters Voederkransonderzoek Amerikaans Vuilbroed

Naam imker:

.....

Adres:

.....

Postcode/Woonplaats:

.....

Telefoon:

.....

Email:

.....

Plaats bijstand:

.....

Lid van vereniging (aankruisen hetgeen van toepassing is):

- BBV:** Buckfast Belangen Verenigd
- VCI:** Vereniging voor Carnica Imkers
- Overig:**

Monster identificatie:	Aantal volken per monster:	Identificatie (nrs.) volken in verzamelmonster:

Datum monstername:

.....

**Reden inzending:
bv koninginnenteler, reizen, contacten**

.....

Opmerkingen / bijzonderheden:

.....